


# 790174 PLACARD BAS EN GRÈS SANS CUVE 90x75x90cm PORTES BATTANTES



## Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

## Caisson

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes battantes
- Etagère réglable
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 4 vérins de mise à niveau
- Serrure



Vérin de mise à niveau