


790181 PLACARD BAS EN GRÈS HUMIDE 120x60x90cm PORTES BATTANTES



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm (Possibilité d'un revêtement verre ou Trespa)
- Joints ciment époxy antiacides
- **Vendu sans cuve et sans robinet**, à choisir dans notre collection.



Détail en coupe du plateau

Caisson

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes battantes
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 6 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau