


# 790182 PLACARD BAS EN GRÈS HUMIDE 150x60x90cm PORTES BATTANTES



## Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Vendu sans cuve**, possibilité de choisir le type de cuve de la collection.



*Détail en coupe du plateau*

## Caisson

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes battantes
- Séparation médiane
- 1 Etagère réglable
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 6 vérins de mise à niveau
- Serrure



*Vérin de mise à niveau*