


# 790420 PAILLASSE HUMIDE CUVE CENTRALE

## Revêtement Grès 180x60x90cm



### Plateau

- Plateau aggloméré mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Cuve 30x30 centrale
- Revêtement Grès




*Détail en coupe du plateau*

### Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014

### Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Porte battante arrière fermeture à clef ( possibilité de fournir une clef « pass »)
- 8 vérins de mise à niveau



*Vérin de mise à niveau*