


790422 PAILLASSE HUMIDE CUVE CENTRALE

Revêtement TRESPA 180x60x90cm



Plateau

- Plateau aggloméré mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Cuve 30x30 centrale
- Revêtement TRESPA




Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Porte battante arrière fermeture à clef (possibilité de fournir une clef « pass »)
- 8 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau