


# 790432 PAILLASSE REVETEMENT VERRE EMAILLE

## 75x60x90cm



### Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Verre Emailit épaisseur 8mm
- Joints silicone antifongique



Détail en coupe du plateau

### Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau