


# 790433 PAILLASSE REVETEMENT TRESPA

## 75x60x90cm



### Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de Trespa (Résine Phénolique) épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

### Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau