


# 790442 PAILLASSE REVETEMENT VERRE EMALIT 75x75x90cm



## Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Verre Emalit épaisseur 8mm
- Joints silicone antifongique



*Détail en coupe du plateau*

## Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



*Vérin de mise à niveau*