


# 790519 PLOT HUMIDE AUTONOME

## REVETEMENT GRES 60x75x90cm



### Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Cuve polypropylène 45x45x21 cm**



Détail en coupe du plateau

### Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse (fermeture clé carré)
- Montage tourillonné
- 2 Porte battantes avant fermant à clé
- 4 roulettes à freins
- 2 seaux de contenance 10 litres
- Une pompe immergée
- Alimentation par prise 2P+T 220V



Vérin de mise à niveau