


790576 PLOT HUMIDE AUTONOME

REVETEMENT GRES 80x75x90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Cuve polypropylène 60x45x30 cm**



Détail en coupe du plateau

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse (fermeture clé carré)
- Montage tourillonné
- 2 Porte battantes avant fermant à clé
- 4 roulettes à freins
- 2 seaux de contenance 10 litres
- Une pompe immergée
- Alimentation par prise 2P+T 220V



Vérin de mise à niveau