


790630 Paillasse en C

ILOT CENTRAL en GRES 120X75x90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive blanche antichoc PVC extrudé
- Dalle de verre émaillé Sécurit épaisseur 8mm
- Joints silicone anti-fongique



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en C, section de tube 60x40x2mm
- Bandeau de contreventement en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 9003
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau