


# 790867 PAILLASSE PMR MOBILE REVETEMENT GRES REGLAGE MECANIQUE PAR MANIVELLE AMOVIBLE 150x60x(réglable de 77 à 92cm)



## Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

## Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014 (autres coloris disponibles)
- 4 roulettes diamètre 75mm à freins



Roulette à frein Ø 75mm