

Armoire de sécurité multi-produits

ALS MODULOR AB HE 2C1



Inclus dans le compartiment ACIDES :

Doublage des 2 étagères en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion

Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Pourquoi choisir l'armoire ALS Modulator Acides et Bases 2C1 :

- 2 compartiments dont 1 avec doublage
- Structure acier robuste 10/10^e, peinture poudre époxy polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Portes indépendantes ouvrant à 180° et fermeture à clé
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible dans les 2 compartiments**
- Ventilation naturelle (possibilité de raccords divers grâce au plénum centralisateur à l'arrière, Ø 80 mm, raccordement au dos)
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 580 X 500 mm
- * Dimensions intérieures par compartiment : H X L X P : 945 X 500 X 475 mm
- * 4 étagères (2 X 2)
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 2 bacs de rétention (2 X 1)
- * Capacité du bac de rétention : 54 L (2 X 27 L)
- * Volume de stockage conseillé : 130 L (2 X 65 L)
- * Poids : 77 kg

