

Armoire de sécurité multi-produits

ALS MODULOR IHE AB HE 2C1




Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus pour le compartiment ACIDES :

- Doublage des 2 étagères en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire ALS Acides – Bases – Inflammables 2C1 :

- 3 compartiments dont 1 avec doublage
- Structure acier robuste 10/10^e, peinture poudre époxy polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Portes indépendantes ouvrant à 180° et fermeture à clé
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible pour les 3 compartiments**
- Ventilation naturelle (possibilité de raccordements divers grâce au plénum centralisateur à l'arrière, Ø 80 mm, raccordement au dos)
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1160 X 500 mm
- Dimensions intérieures 2C : H X L X P : 2 X (936 X 506 X 474 mm)
- Dimensions intérieures IHE : H X L X P : 1911 X 506 X 474 mm
- Nombre d'étagères 2C : 4 (2 X 2)
- Nombre étagères IHE : 3
- Charge admissible par étagère : 60 kg
- 3 bacs de rétention (3X 1)
- Capacité du bac de rétention : 81 L (3 X 27 L)
- Volume de stockage conseillé 2C : 130 L (2 X 65 L)
- Volume de stockage conseillé IHE : 150 L
- Poids : 150 kg

