

Armoire de sécurité multi-produits

ALS MODULOR IATB HL 4C1



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus dans le compartiment ACIDES :

- Doublage des 2 étagères en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire ALS Acides - Bases -Inflammables - Toxiques 4C1 :

- 4 compartiments dont 1 avec doublage
- Structure acier robuste 10/10^e, peinture poudre époxy polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Portes indépendantes ouvrant à 180° et fermeture à clé
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible pour les 4 compartiments**
- Ventilation naturelle (possibilité de raccordements divers grâce au plénum centralisateur à l'arrière, Ø 80 mm, raccordement au dos)
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1160 X 500 mm
- * Dimensions intérieures par compartiment : H X L X P : 945 X 500 X 475 mm
- * 4 étagères (2 X 2)
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 4 bacs de rétention (4 X 1)
- * Capacité du bac de rétention : 108 L (4 X 27 L)
- * Volume de stockage conseillé : 260 L (4 X 65 L)
- * Poids : 155 kg

