

Armoire de sécurité multi-produits

ALS MODULOR IAB HE 3C1



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus pour le compartiment ACIDES :

- Doublage de l'étagère en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire ALS Acides – Bases – Inflammables 3C1 :

- 3 compartiments dont 1 avec doublage
- Structure acier robuste 10/10^e, peinture poudre époxy polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Portes indépendantes ouvrant à 180° et fermeture à clé
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible pour les 3 compartiments**
- Ventilation naturelle (possibilité de raccordements divers grâce au plénum centralisateur à l'arrière, Ø 80 mm, raccordement au dos)
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 580 X 500 mm
- * Dimensions intérieures par compartiment : H X L X P : 610 X 500 X 475 mm
- * 3 étagères (3 X 1)
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 3 bacs de rétention (3 X 1)
- * Capacité du bac de rétention : 81 L (3 X 27 L)
- * Volume de stockage conseillé : 105 L (3 X 35 L)
- * Poids : 84 kg

