

Armoire de sécurité pour produits corrosifs

ALS CHL PTR 2C1



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus pour le compartiments ACIDES :

- Doublage des 3 étagères en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire ALS CHL PTR 2C1 :

- 2 compartiments dont 1 avec doublage
- Structure acier robuste 12/10^e
- Peinture poudre époxy polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- Porte ouvrant à 180°
- Fermeture à clé
- Casier porte-documents et pictogrammes de risques
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible pour les 2 compartiments avec déflecteurs de récupération**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1100 X 500 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : (1911 X 502 X 474 mm) x 2
- * 6 étagères (2 X 3)
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 2 bacs de rétention (2 X 1)
- * Capacité du bac de rétention : 54 L (2 X 27 L)
- * Volume de stockage conseillé : 260 L (2 X 130 L)
- * Poids : 125 kg

