

Armoire de sécurité pour produits toxiques

ALS THE



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Pourquoi choisir l'armoire ALS THE :

- Structure acier robuste 12/10^e
- Peinture poudre époxy polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- Porte ouvrant à 180°
- Fermeture à clé
- Casier porte-documents et pictogrammes de risques
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Bac de rétention générale amovible
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 580 X 500 mm
- Dimensions intérieures : H X L X P : 1911 X 506 X 474 mm
- 3 étagères
- Charge admissible par étagère : 60 kg
- 1 bac de rétention
- Capacité du bac de rétention : 27 L
- Volume de stockage conseillé : 150 L
- Poids : 75 kg

