

Armoire de sécurité pour produits toxiques

ALS THL PTR



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Pourquoi choisir l'armoire ALS THL PTR :

- Structure acier robuste 12/10^e
- Peinture poudre époxy polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- Vitres PVC transparentes
- Porte ouvrant à 180°
- Fermeture à clé
- Casier porte-documents et pictogrammes de risques
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Bac de rétention générale amovible

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1100 X 500 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 1911 X 1026 X 474 mm
- * 3 étagères
- * Charge admissible par étagère : 120 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 56 L
- * Volume de stockage conseillé : 300 L
- * Poids : 115 kg



www.jeulin.com

+33 (0) 2 32 29 40 00