

Armoire de sécurité pour produits toxiques

ASN THL




Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m³/heure :



Pourquoi choisir l'armoire ASN THL :

- Structure acier électro-zingué 9/10^e
- Peinture poudre époxy, corps gris RAL 7035 et portes jaunes RAL 1003
- Porte ouvrant à 180°
- Fermeture à clé
- Casier porte-documents et pictogramme de sécurité
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible et déflecteurs de récupération**
- **En option : étagères coulissantes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 950 X 500 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 1850 X 870 X 470 mm
- * 3 étagères
- * Charge admissible par étagère : 80 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 47 L
- * Volume de stockage conseillé : 300 L
- * Poids : 78 kg



www.jeulin.com

+33 (0) 2 32 29 41 00