



## Fiche produit



---

### Captair 531 Midcap

Armoire ventilée à filtration sans raccordement



## Armoire basse / portes coulissantes



## Spécifications techniques

Conformité aux normes	Marquage CE
Débit d'air	10 m³/h
Tension/Fréquence	110-230 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	12 W
Structure	Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides
Portes	PMMA transparent et incolore à grande pureté optique. Inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs
Modules de filtration	Polypropylène injecté

## Equipements

Filtration carbone pour gaz et vapeurs	AS : Pour vapeurs organiques - BE : pour vapeurs acides F : Pour vapeurs de formaldéhyde - K : Pour vapeurs d'ammoniaque
--	---

## Configurations de rangement

	Portes coulissantes
Capacités de rangement	Environ 72 flacons de 20 ml ou environ 10 flacons de 500 ml *
Compartiments de rangement	1
Fournie avec	1 étagère + 1 bac
Tapis absorbants	2

\* Les quantités peuvent varier selon le type de contenant utilisé.