



CC-1012M réf 605517

Générateur de courant

Le CC-1412M combine une ergonomie simplissime et une haute précision particulièrement appréciée pour la formation.

Caractéristiques

- Gamme de 0,1 à 10mA
- Haute stabilité
- Bornes 4 mm de sécurité
- Résolution d'affichage 10µA
- Protection contre les surtensions et court-circuit
- Affichage rétro-éclairé



Spécifications

Amplitude courant constant	De 0,1 à 10 mA
Tension max	12V
Résolution	10µA
Régulation ligne	0,01%
Régulation de charge	0,01%
Caractéristiques générales	
Affichage	3,5 digits
Dimensions / Masse	115x100x130mm / 600 g
Sécurité	EN- 61010 Cat I 100V
Etat de livraison	Livré avec cordon d'alimentation, 5 fusibles de rechange
Garantie	24 mois

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis selon les évolutions technologiques.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél. 02 32 29 40 00 - Fax 02 32 29 43 99
International • Tél. +33 (0)2 32 29 40 23 - Fax +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeulin.com • contact@jeulin.com • export@jeulin.com

SAS au capital de 1000 000 € • TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 • Siren 344 652 490 RCS Evreux