

# Accessoires pour centrifugeuses Hettich

## Godets à fermeture mécanique à une main

Confortables. Pratiques. Sûrs.

NOUVEAU



### TRAVAILLER DE MANIÈRE SÛRE ET ÉCONOMIQUE

- Godets stables
- Utilisation facile du système de fermeture mécanique, à une seule main
- Godets transportés par le dispositif de fermeture en toute sécurité
- Centrifugation étanche aux aérosols avec le godet fermé
- Certifié TÜV selon DIN EN 61010, 2e partie - 020



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)

Distribué par  
**Le Laborantin**  
[www.lelaborantin.com](http://www.lelaborantin.com)  
[clients@lelaborantin.com](mailto:clients@lelaborantin.com)



# Leurs atouts en matière de sécurité



## OUVERTURE ET FERMETURE FACILES DU COUVERCLE À UNE SEULE MAIN



- 1 En position « Open », le couvercle peut être mis en place et retiré sans difficulté.
- 2 En position centrale, le godet est fermé et étanche aux aérosols, il peut alors être transporté en toute sécurité jusqu'à la centrifugeuse, la paillasse ou un autre poste de travail.
- 3 En position « Close », le godet est étanche aux aérosols et peut être centrifugé. Son étanchéité aux aérosols est certifiée TÜV selon DIN EN 61010, 2e partie-020.

## LES GODETS À FERMETURE MÉCANIQUE À UNE MAIN SONT DISPONIBLES POUR :

- Les centrifugeuses de la série ROTANTA 460
- Les centrifugeuses de paillasse ROTINA 420 et ROTINA 420 R



**Rotor 5699**  
avec godets 4880 et couvercles 4883  
(avec système de fermeture mécanique)



**Rotor 4784-A**  
avec godets 4780 et couvercles 4783  
(avec système de fermeture mécanique)



[www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)

Distribué par  
**Le Laborantin**  
[www.lelaborantin.com](http://www.lelaborantin.com)  
[clients@lelaborantin.com](mailto:clients@lelaborantin.com)

**Hettich**  
LAB TECHNOLOGY