



## MF 10 basic Micro-broyeur

/// Fiche technique

Broyeur universel pour travail en continu.

- Moteur puissant
- Surface de travail en inox facile à nettoyer
- Deux modèles de têtes de broyage au choix
- Têtes de broyage facilement interchangeables
- La tête de broyage n'est pas comprise dans la livraison.



designed for scientists

## Données techniques

|  |                  |
|--|------------------|
| Type de fonctionnement                     | inline           |
| Système de travail                         | découpage/impact |
| Puissance du moteur absorbée [W]           | 1000             |
| Puissance du moteur débitée [W]            | 500              |
| Plage de vitesse [rpm]                     | 3000 - 6500      |
| Durée de fonctionnement MARCHE [min]       | 120              |
| Durée de fonctionnement ARRET [min]        | 30               |
| Dimensions (L x H x P) [mm]                | 320 x 380 x 300  |
| Poids [kg]                                 | 9.7              |
| Plage de température du milieu admise [°C] | 5 - 40           |
| Humidité relative admissible [%]           | 80               |
| Protection selon DIN EN 60529              | IP 22            |
| Tension [V]                                | 230              |
| Fréquence [Hz]                             | 50/60            |
| Puissance absorbée de l'appareil [W]       | 1000             |