


780602 Placard à roulettes 1 porte OD



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- 1 porte avec charnières ouverture 120° et amortisseurs (ouverture droite)
- 1 étagère réglable en hauteur par taquets
- Roulettes hautes performances $\varnothing 100\text{mm}$ (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 1 porte battante
- Dimensions:
- **Largeur 577mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**