



# 780603 Placard à roulettes 2 portes



## Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- 2 portes avec charnières ouverture 120° et amortisseurs
- 1 étagère réglable en hauteur par taquets
- Roulettes hautes performances  $\varnothing 100\text{mm}$  (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

## Modèle

- Placard à 2 portes battantes
- Dimensions:
  - **Largeur 875mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**