


780604 Placard à roulettes 1 porte – 1 tiroir OG



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- 1 porte avec charnières ouverture 120° et amortisseurs (ouverture à gauche)
- 1 étagère réglable en hauteur par taquets
- 1 tiroir sur glissières à billes à sortie totale et amortisseur
- Roulettes hautes performances \varnothing 100mm (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 1 porte battante et 1 tiroir
- Dimensions:
 - **Largeur 577mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**