


780606 Placard à roulettes 2 portes – 1 tiroir



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- 2 portes avec charnières ouverture 120° et amortisseurs
- 1 étagère réglable en hauteur par taquets
- 1 tiroir sur glissières à billes à sortie totale et amortisseurs
- Roulettes hautes performances \varnothing 100mm (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 2 portes battantes et 1 tiroir
- Dimensions:
 - **Largeur 875mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**