


780607 Placard à roulettes 3 tiroirs (3x1/3)



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- Tiroirs sur glissières à billes à sortie totale et amortisseurs
- Roulettes hautes performances $\varnothing 100\text{mm}$ (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 3 tiroirs 1/3
- Dimensions:
 - **Largeur 577mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**