



780609 Placard à roulettes 3 tiroirs (2x1/4 et 1/2)



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- 3 tiroirs sur glissières à billes à sortie totale et amortisseurs
- Roulettes hautes performances $\varnothing 100\text{mm}$ (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 2 tiroirs $\frac{1}{4}$ et 1 tiroir $\frac{1}{2}$
- Dimensions:
- **Largeur 577mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**