


780612 Placard à roulettes 4 tiroirs (4x1/4)



Caractéristiques

- Placard en mélaminé blanc deux faces 19 mm CTBH
- Chants PVC 2mm
- Tiroirs sur glissières à billes à sortie totale et amortisseurs
- Roulettes hautes performances $\varnothing$ 100mm (2 avec freins et 2 sans frein)
- Montage tourillonné

Modèle

- Placard à 4 tiroirs 1/4
- Dimensions:
 - **Largeur 875mm / Profondeur 412mm / Hauteur 765mm**
- Livré monté (sauf roulettes)
- **Nota: ce placard est dimensionné pour s'adapter aux paillasses en C**