


790115 PLACARD DE RANGEMENT 60x60x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

Caisson

- Caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- 2 portes battantes sur l'avant
fermeture à clef
- Fourni avec 2 étagères
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau