



790329 PLOT HUMIDE REVETEMENT GRES EMAILLE 46x60x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- Cuve polypropylène 30x30x20 cm



Détail en coupe du plateau

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau