


790331 PAILLASSE HUMIDE REVETEMENT VERRE 165x61x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Verre trempé épaisseur 8 mm
- Joints mastic silicone antifongique
- Cuve polypropylène 30x30x20 cm



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 6 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré