


790345 PAILLASSE REVETEMENT GRES EMAILLE

90x60x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalles de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau