


790348 PAILLASSE REVETEMENT GRES EMAILLE 210x75x90cm



Image non contractuelle

Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 6 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau