


790367 PAILLASSE PMR REVETEMENT GRES REGLAGE MECANIQUE PAR MANIVELLE AMOVIBLE 150x60x(réglable de 77 à 92cm)



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- 4 Vérins hydrauliques
- Manivelle amovible
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau