

# 790376 PAILLASSE TRIANGULAIRE


Avec Placard de rangement portes coulissantes

Revêtement Stratifié 120x120x170cm



## Plateau


- Plateau stratifié 28mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé



*Détail en coupe du plateau*

## Structure

- Piétement section de tube 30x30x2mm
- Traverse métallique
- Placard en panneau aggloméré de 19mm
- Montage tourillonné
- Traverse centrale
- Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes coulissantes fermant à clé pass.
- Peinture époxy RAL 5014
- 3 vérins de mise à niveau



*Vérin de mise à niveau*