


790384 MODULE TRIANGULAIRE

Revêtement Grès 75x75x107cm-H=90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Structure

- Piétement section de tube 30x30x2mm
- Traverse métallique
- Peinture époxy RAL 5014
- 3 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau