


790385 PAILLASSE TRIANGULAIRE REVETEMENT VERRE 75x75x107cm-H=90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Verre Émalit épaisseur 8mm
- Joints silicone antifongique



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement section de tube 30x30x2mm
- Traverse métallique
- Peinture époxy RAL 5014
- 3 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau