



790429 PLOT HUMIDE REVETEMENT GRES EMAILLE

45x60x90cm




Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Cuve grès 32x32x20 cm**



Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau