


790834 PAILLASSE MOBILE

REVETEMENT GRES EMAILLE 150x60x90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalles de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014 (autres coloris disponibles)
- 4 roulettes diamètre 75mm à freins



Roulette à frein Ø 75mm