


790836 PAILLASSE MOBILE

REVETEMENT STRATIFIE 150x60x90cm



Plateau

- Plateau stratifié 28 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014 (autres coloris disponibles)
- 4 roulettes diamètre 75mm à freins



Roulette à frein Ø 75mm