



468, Rue Jacques Monod, CS21900,  
27019 Evreux cedex, France  
Tel : +33 (0)2 32 29 40 00  
Fax : +33 (0)2 32 29 43 99  
[www.jeulin.fr](http://www.jeulin.fr)

## Désignation : Microscope numérique USB

Marque : JEULIN

Référence : 603811

Microscope numérique USB, endoscope de grossissement 40x - 1000x portable, microscope digital 8 LED, logiciel (avec pilote) en français permettant de mesurer, capturer des images et enregistrer des vidéos adaptées pour Windows 7, 8 et 10 et les téléphones Android avec fonction OTG, un support en métal adapté au microscope, sortie USB et Micro USB + un adaptateur de Type C

### Fourni avec le logiciel Picturio de Jeulin (réf 000601)

Visualiser, acquérir et traiter des images

Traitement avec réglages, insertion de légendes, tracés de formes et de contours, amorces de schémas, ajout d'une échelle, mesure de distance, comptage d'éléments...

Alimenté par USB, ce microscope numérique est largement utilisé dans les collèges et lycées.

Endoscope de grossissement 40X-1000X,  
Équipé de 8 LED, l'éclairage de la zone d'inspection peut être ajustée par le variateur de la luminosité monté sur le cordon.

Compatible avec la plupart des E-périphériques : compatible avec Windows 7, les noyaux Linux 2.6.26 et supérieurs, les téléphones Android avec fonction OTG. (Ce microscope ne fonctionne pas avec IOS iPhone.)

### Composition :

- 1 x microscope numérique USB,
- 1 x support en métal,
- 1 x logiciel Picturio,
- 1 x adaptateur de type C (pour Android Type C Phone),
- 1 x mire.

