

# 790552 PAILLASSE REVETEMENT TRESPA

## 210x75x90cm





Image non contractuelle

### Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de Trespa (Résine Phénolique) épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

### Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 6 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau