


# 790568 PLOT HUMIDE MIXTE REVETEMENT TRESPA 60x60x90cm



Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes battantes fermant à clé pass.

## Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalles de Trespa (Résine phénolique) épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides
- **Cuve 30x30 en polypropylène**



Détail en coupe du plateau

## Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc,
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes battantes fermant à clé pass.
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau