


# 790986 PAILLASSE en C Revêtement GRES 180x75x90cm



## Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC blanche extrudé 5mm
- Dalles de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides



Détail en coupe du plateau

## Structure

- Piétement en C, section de tube 60x40x2mm
- Ceinture avant et coté en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 9003
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau