


790998 PAILLASSE en C Revêtement TRESPA 150x75x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC blanche extrudé 5mm
- Dalles de Trespa (Résine phénolique) épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides



Structure

Détail en coupe du plateau

- Piétement en C, section de tube 60x40x2mm
- Ceinture avant et coté en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 9003
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau