


# 790325 PLOT HUMIDE MIXTE REVETEMENT GRES EMAILLE 60x60x90cm



Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes battantes fermant à clé pass.

## Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- Cuve polypropylène 45x45x20 cm



## Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc,
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes battantes fermant à clé pass.
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau