


790604 TABLE ILOT CENTRAL en VERRE 150X75x90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de verre émaillé S écurit épaisseur 8mm
- Joints silicone anti-fongique



Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau